



Apparecchiature

Cod. 3578	Generatore di ozono medicale
Cod. 3579	Generatore di ozono medicale in valigetta.
Cod. 3580	Generatore di ozono medicale portatile.
Cod. 3581	Generatore di Ozono per igienizzazione degli ambienti.

Accessori & Consumabili per ozonoterapia

Cod. 3582	Carrello per OM-302.
Cod. 3583	Regolatore di pressione HP/UNI con LP/CR quick connector.
Cod. 3584	Borsa in cordura dedicata con tracolla per Ozonette.
Cod. 3585	Catalizzatore esterno per la distruzione ozono con gancio.
Cod. 3586	Gorgogliatore in vetro 250 ml con tubi raccordo per ozonizzazione liquidi.
Cod. 3587	Gorgogliatore in vetro 500 ml con tubi raccordo per ozonizzazione liquidi.
Cod. 3588	Bilancia basculante per autoemoterapia con sensore di flusso.
Cod. 3589	Filtro per dispositivo ozonoterapia.
Cod. 3590	KIT per autoemoinfusione (sacca per GAET).
Cod. 3591	Siringa preriempita da 15 ml di sodio citrato 3,8 % - anticoagulante.
Cod. 3592	Sacchetto (25x65 cm) per terapia di insaccamento/bagging.

Cod. 3593	Tubo estensione 150 cm Luer lock F-M.
Cod. 3594	Tubo estensione 150 cm Luer lock M-M.
Cod. 3595	Sonda monouso per insufflazione 18cm.
Cod. 3596	Sonda monouso per insufflazione 40 cm.
Cod. 3597	Siringa monouso latex free 20ml Luer-lock.
Cod. 3598	Siringa monouso latex free 50/60ml Luer-lock.
Cod. 3599	Manutenzione generatore Ozono: verifica funzionale completa, taratura, verifica parametri concentrazioni.

INTUBAZIONE

Laringoscopio in Valigetta

Cod. 3600	Set laringoscopio fibre ottiche, MONOUSO dotato di 6 lame, NON sterili, in valigetta (batterie non in dotazione).
-----------	---

Ricambi per Laringoscopio in Valigetta

Cod. 3601	Impugnatura per laringoscopio (no batterie).
Cod. 3602	Lampada ricambio per impugnatura.
Cod. 3603	Lama monouso Mc Intosh a fibra ottica n.2 non sterile.
Cod. 3604	Lama monouso Mc Intosh a fibra ottica n.3 non sterile.
Cod. 3605	Lama monouso Mc Intosh a fibra ottica n.4 non sterile.
Cod. 3606	Lama monouso Miller a fibra ottica n.3 non sterile.
Cod. 3607	Lama monouso Miller a fibra ottica n.2 non sterile.

